



HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

ICE SPRAY REFRIGERANTE



DESCRIPCIÓN:

- Enfría alambres termoactivos.
- Enfría materiales termoplásticos.
- Enfría pellets de algodón.
- Contiene un aplicador para mayor precisión.
- Sin olor.
- No contiene CFC.

COMPOSICIÓN:

Butane/Propane.

Precauciones:

- El contenido se encuentra bajo presión, protegerlo de la exposición directa de los rayos solares y de altas temperaturas superiores a los 50 ° C.
- No forzar al abrirlo. No exponer al fuego.
- No disparar sobre las llamas y sobre objetos calientes. Utilizar en ambientes con buena ventilación.
- Deshacerse del envase una vez acabado el contenido.
- No perforar.
- Prohibido su rellenado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de funcionamiento anormal, remueva el difusor y lávelo con agua caliente.



www.klepp.com.ar



info@klepp.com.ar