

Klepp

HIGH QUALITY DENTAL PRODUCTS

BACTIBUSTER WIPES NF



DESCRIPCIÓN:

Toallitas húmedas embebidas en una solución de Cloruro de Benzalconio con acción bacteriostática, bactericida y fungicida.

INDICACIONES:

Desinfectante de superficies e instrumental médico/ odontológico. Para ser utilizadas como paso previo a la esterilización, en superficies, instrumental no poroso y accesorios metálicos y plásticos del consultorio dental y médico. En las concentraciones y tiempos indicados es apto para instrumental de mano de acero inoxidable, Fresas de carburo de tungsteno, Piedras de diamante, Limas de endodoncia.

COMPOSICIÓN:

Cloruro de benzalconio (95%) 0,13%, Etanol, excipientes csp 100%
Tela no tejida de alta resistencia, suave y compacto. Seguridad para el usuario, libre de aldehídos y fenoles.

INSTRUCCIONES DE USO:

Listas para usar. Precortadas. No necesita enjuagar. Frote cuidadosamente toda la superficie a desinfectar con las toallitas y deje secar. Tiempo de contacto mínimo 1 minuto.
Para ser utilizadas, como paso previo a la esterilización, en superficies, instrumental no poroso y accesorios metálicos y plásticos del consultorio dental y médico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Irritante para los ojos, piel y mucosas. No mezclar con otros productos. Usar guantes protectores oculares y máscara para su aplicación. Tóxico. No ingerir. No aplicar sobre personas, alimentos y animales.

CONTRAINDICACIONES:

No posee.



www.klepp.com.ar



info@klepp.com.ar